



FKG  
swiss endo

rodentica®

R-Motion®



NOVÁ DEFINICE  
RECIPROKACE

**BEZPEČNÉ**  
**JEDNODUCHÉ**

Snadné použití, minimálně invazivní.

# NEJBEZPEČNĚJŠÍ

Nejnovější generace reciprokačních nástrojů R-Motion® je bezpečnější než běžné nástroje díky FKG švýcarskému standartu kvality.

## VYSOKÁ FLEXIBILITA

a bezpečný postup díky patentované tepelné úpravě nástrojů R-Motion®.

## VYSOKÁ ODOLNOST

vůči cyklickému namáhání pro vyšší bezpečnost pacientů.

## DOBŘÁ OVLADATELNOST

pro hladký postup bez rizika díky exkluzivní konstrukci a tepelné úpravě nástroje.

## Produktová řada R-Motion®:

### PILNÍK SESTUP. DRÁHY

R-Motion Glider



R-Motion Glider C



### TVAROVACÍ PILNÍKY

R-Motion 20



R-Motion 25



R-Motion 30



R-Motion 40



R-Motion 50



## JEDNODUCHÉ POUŽITÍ A ÚSPORA ČASU\*

pomocí jednoho univerzálního nástroje pro tvarování a reciprokaci.

## MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ

reciprokační systém díky malým kónusům lépe respektuje anatomii kanálků.\*\*

## JEDINEČNÁ SESTUPOVÁ DRÁHA

nástroje, plně integrovaná v konceptu R-Motion®.

JEDNA SEKVENCE PROVĚTŠINU PŘÍPADŮ

### SESTUPOVÁ DRÁHA

R-Motion Glider



### TVAROVÁNÍ

R-Motion 25



↑  
Vyberte tvarovací nástroj dle Vašeho terapeutického přístupu.  
↓

R-Motion 30




\* V porovnání s vícepilníkovými systémy.

\*\* V porovnání se standardními reciprokačními NiTi systémy.

# BEZPEČNÉ A KONTROLOVANÉ OŠETŘENÍ


## VYSOKÁ FLEXIBILITA

Díky exkluzivnímu procesu tepelného zpracování, který je rozpoznatelný díky modré barvě nástroje, má R-Motion® zlepšenou flexibilitu, která umožňuje lékařům ošetřovat širokou škálu anatomii kanálků.




## VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI CYKlickÉMU NAMÁHÁNÍ

Nástroje R-Motion® mají vyšší odolnost vůči cyklickému namáhání díky naší patentované tepelné úpravě. Vyšší odolnost vůči cyklickému namáhání snižuje riziko zlomení nástroje, a tím zvyšuje bezpečnost pacienta.



## OMEZENÝ EFEKT ŠROUBOVÁNÍ

Nástroje R-Motion® mají omezený efekt šroubování, což dává lékaři lepší kontrolu nad postupem nástroje v kanálku.





\* Dle interních laboratorních zkoušek ve srovnání s ekvivalentními konkurenčními nástroji.

# MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ díky kombinaci prověřených prvků

## LÉPE RESPEKTUJE ANATOMII KANÁLKU



Vyšší flexibilita a zdokonalená konstrukce nástrojů R-Motion® zajišťuje lepší schopnost vystředění a respektování anatomie kanálku.

Tenčí průměry nástrojů R-Motion® jsou méně invazivní v porovnání s ekvivalentními konkurenčními pilníky, což snižuje riziko nadměrného úběru dentinu a minimalizuje dopad na nepostižené oblasti.




## LEPŠÍ ÚČINNOST ŘEZÁNÍ

Zaoblený trojúhelníkový průřez s ostrými řeznými hranami a novým, optimalizovaným hrotem pilníku \*\* poskytuje perfektní kombinaci vysoké účinnosti řezání až po apex a ochrany dentitu.



## MENŠÍ NAMÁHÁNÍ DENTINU

Exkluzivní konstrukce R-Motion® a tenčí průměr omezují namáhání dentinu při ošetření kořenového kanálku.



\* Dle interních laboratorních zkoušek ve srovnání s ekvivalentními konkurenčními nástroji.

\*\* Patentové řízení probíhá.

# REFERENČNÍ ČÍSLA PRODUKTŮ

## RECIPROKAČNÍ NÁSTROJE SESTUP. DRÁHY

### R-Motion Glider

15/.03		3x	21mm
		3x	25mm
		3x	31mm

### R-Motion Glider C

15/.03		3x	21mm
		3x	25mm
		3x	31mm

## RECIPROKAČNÍ TVAROVACÍ NÁSTROJE

### R-Motion 20

20/.04		3x	21mm
		3x	25mm
		3x	31mm

### R-Motion 25

25/.06		3x	21mm
		3x	25mm
		3x	31mm

### R-Motion 30

30/.04		3x	21mm
		3x	25mm
		3x	31mm

### R-Motion 40

40/.04		3x	21mm
		3x	25mm
		3x	31mm

### R-Motion 50

50/.04		3x	21mm
		3x	25mm
		3x	31mm





## PAPÍROVÉ ČEPY

### Balení 200 papírových čepů

	25/.06
	30/.04
	40/.04
	50/.04





## GUTAPERČA

### Balení 60 gutaperčových čepů

	25/.06
	30/.04
	40/.04
	50/.04

## ČEPY TOTALFILL® BC POINTS™

### Balení 60 BC čepů

	25/.06
	30/.04
	40/.04
	50/.04

## TOTALFILL® BC SEALER™




### Stříkačka 2g + 15 hrotů TotalFill BC



071 650 007

## ČEPY TOTALFILL® BC POINTS™

### Balení 60 čepů BC Points HiFlow


	30/.04
	40/.04
	50/.04

## TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

### Stříkačka 1,5g + 15 hrotů TotalFill BC



071 650 008







---

Rodentica CS spol. s r.o.

Vladislavova 250  
397 01, Písek

tel. + 420 388 412 428  
fax.+ 420 388 412 429  
e-mail: [rodentica@rodentica.eu](mailto:rodentica@rodentica.eu)

---

**[www.rodentica.eu](http://www.rodentica.eu)**

